

ワンタッチサンプラーシリーズ耳片採取システム

特徴

- SNP 検査・ゲノミック評価の DNA を抽出するために必要な耳片組織を、ワンタッチで簡単に採取できます。
- 採取時の刃がチューブを密閉する蓋になるため、採取後の廃棄物がでません（ワンタッチオリジナル）。
- チューブを支える台座裏面に、耳標の拡大番号をマジックで記入することができます。そのため、採取時に該当牛であるかの再確認ができ、より確実な採取が可能になります（ワンタッチオリジナル）。
- チューブに 1-1000 の拡大番号付きで照合作業が簡単です（ワンタッチオリジナル）。
- 管理ラベルが大きめサイズの日本語対応で、記入が簡単です。



注) 予告なく仕様が変更されることがあります。

採取マニュアル・動画

- 下記ウェブページをご覧ください。

家畜改良事業団	
マニュアル	http://liaj.or.jp/giken/image/caisley.pdf
動画	http://liaj.or.jp/giken/image/caisley.mp4
サージミヤワキ	
マニュアル	https://nuid.info/
取扱説明書	https://drive.google.com/file/d/1yE1z55c-84sv2bbtd1d-5cfE8ARevYfj/view?usp=sharing
返送手順書	https://drive.google.com/file/d/1mGDQYIYYKIdUBvorMdbzyZFo1hQm7p0u/view?usp=sharing
動画	https://nuid.info/ または YouTube より「サージミヤワキ」で検索してください。

購入に関するお問合せ先

- サージミヤワキ株式会社（担当：石北） TEL：027-264-0328 mail：support@nuid.info
- 価格につきましては、上記の電話番号またはメールアドレスからお問合せください。
- 家畜改良事業団遺伝検査部（担当：塗本・島貫） TEL：027-269-2441